



Saphir 360



Saphir 360E

Aplicación

Pulidora lijadora de doble plato para discos hasta Ø 300mm

Características generales

El modelo Saphir 360 esta disponible en velocidad variable entre 50 y 600 r.p.m. en uno o dos motores. Ambos modelos están equipados con un interruptor de encendido/apagado que controla la salida de agua mediante electroválvula y puede alojar dos Platos pulidores de 10 o de 12" (250 o 300 mm). Opcionalmente se puede equipar con un cabezal automático Rubin 520 o Rubin 520E, dispensador automático Topas 101 y el sistema de amarre automático por vacío Vacu-Jet. Su robusta fabricación en aluminio permite el trabajar en cualquier tipo de entorno.

Especificaciones técnicas

Equipo	Saphir 360			
Referencia	ATM-M5600005	ATM-M5600007	ATM-M5600009	ATM-M5600011
Control ambos platos	Mediante un único motor		Mediante 2 motores independientes	
Tamaño de disco	200, 230, 250 y 300 mm Ø			
Cabezal automático (opcional)	Rubin 520 / 520E			
Motor	1,5 kW			
Preinstalación para Vacu-Jet	NO	SI	NO	SI
Conexión Eléctrica	220 V / 50 Hz (monofásico)			
Rango de velocidad	Velocidad Variable 50-600 r.p.m.			
Dimensiones (A x A x F)	835 x 290 x 680 mm			

NEURTEK SA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACION SIN PREVIO AVISO

Accesorios

Plato Ø 200mm	ATM-Z5610034
Plato Ø 230mm	ATM-Z5610030
Plato Ø 250mm	ATM-Z5610031
Plato Ø 300mm	ATM-Z5610032
Anillo de amarre Ø 200mm	ATM-05610228
Anillo de amarre Ø 230mm	ATM-05610227
Anillo de amarre Ø 250mm	ATM-05610226
Anillo de amarre Ø 300mm	ATM-05610225
Base Magnética para colocar al plato Ø 200	ATM-92008528
Base Magnética para colocar al plato Ø 250	ATM-92005820
Base Magnética para colocar al plato Ø 300	ATM-92005822
Discos porta papel/paño para plato magnético Ø 200	ATM-05610206
Discos porta papel/paño para plato magnético Ø 250	ATM-05610208
Discos porta papel/paño para plato magnético Ø 300	ATM-05610209
Film de silicona para colocar al plato Ø 200	ATM-92008597
Film de silicona para colocar al plato Ø 230	ATM-92008604
Film de silicona para colocar al plato Ø 250	ATM-92006310
Film de silicona para colocar al plato Ø 300	ATM-92009311
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 200mm	ATM-05610037
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 230mm	ATM-05610058
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 250mm	ATM-05610057
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 300mm	ATM-05610059
protección para evitar proyecciones Saphir 320/330	ATM-06100018
Tapa Saphir 320/330	ATM-06100017
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 200mm	ATM-Z5610193
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 230mm	ATM-Z5610194
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 250mm	ATM-Z5610195
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 300mm	ATM-Z5610196
Tanque de evacuación y filtrado sedimentos 45 Ltr.	ATM-A5800051
Mueble especial con cajones y sistema tuberías integrada	ATM-M5800005
Kit de conexión: 1 tubo de desagüe 32 mm; longitud 1.5 m. 1 tubo de aire R1/2"; longitud 1.5 m.	ATM-92004971

