



Saphir 350

Aplicación

Pulidora lijadora de un plato para discos hasta Ø 300mm

Características generales

La Saphir 350, viene equipada con un interruptor encendido / apagado que controla la salida de agua. La máquina puede adaptar platos de Ø 250 o 300 mm. Las velocidades de giro pueden ser prefijadas en 150 / 300 revoluciones por minuto. El control de velocidad variable entre 50 y 600 revoluciones por minuto está disponible con el modelo Saphir 350E. Opcionalmente se puede equipar con un cabezal automático Rubin 500 o Rubin 520, el dispensador Topas 101 y el sistema de amarre automático por vacío Vacu-Jet. Su robusta fabricación en aluminio permite el trabajar en cualquier tipo de entorno.

Especificaciones técnicas

Saphir	ATM-M5600001	ATM-M5600003
Tamaño de disco	250, 300 mm	
Motor	0,8 kW	
Conexión Eléctrica	230V /50Hz monofásico	
Rango de velocidad	Velocidad Variable 50-600 rpm.	
Preinstalación para Vacu-Jet	NO	SI
Dimensiones (AxAxF)	440 x 290 x 680 mm	
Cabezal (opcional)	Rubin 500 ATM-M5400000 ó Rubin 520 ATM-M5400030	
Dosificador Topas 101 (opcional)	ATM-M6300000	

Accesorios

Plato Ø 200mm	ATM-Z5610034
Plato Ø 230mm	ATM-Z5610030
Plato Ø 250mm	ATM-Z5610031
Plato Ø 300mm	ATM-Z5610032
Anillo de amarre Ø 200mm	ATM-05610228
Anillo de amarre Ø 230mm	ATM-05610227
Anillo de amarre Ø 250mm	ATM-05610226
Anillo de amarre Ø 300mm	ATM-05610225
Base Magnética para colocar al plato Ø 200	ATM-92008528
Base Magnética para colocar al plato Ø 250	ATM-92005820
Base Magnética para colocar al plato Ø 300	ATM-92005822
Discos porta papel/paño para plato magnético Ø 200	ATM-05610206
Discos porta papel/paño para plato magnético Ø 250	ATM-05610208
Discos porta papel/paño para plato magnético Ø 300	ATM-05610209
Film de silicona para colocar al lato Ø 200	ATM-92008597
Film de silicona para colocar al lato Ø 230	ATM-92008604
Film de silicona para colocar al lato Ø 250	ATM-92006310
Film de silicona para colocar al lato Ø 300	ATM-92009311
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 200mm	ATM-05610037
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 230mm	ATM-05610058
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 250mm	ATM-05610057
Plato de arrastre (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 300mm	ATM-05610059
Protección para evitar proyecciones Saphir 320/330	ATM-06100018
Tapa Saphir 320/330	ATM-06100017
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 200mm	ATM-Z5610193
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 230mm	ATM-Z5610194
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 250mm	ATM-Z5610195
Plato para vacu jet (solo para sistema Vacu-Jet) Ø 300mm	ATM-Z5610196
Tanque de evacuación y filtrado sedimentos 45 Ltr.	ATM-A5800051
Mueble especial con cajones y sistema tuberías integrada	ATM-M5800005
Kit de conexión: 1 tubo de desagüe 32 mm; longitud 1.5 m. 1 tubo de aire R1/2"; longitud 1.5 m.	ATM-92004971

Cómo pedir

- Cod. **ATM-M5600001** Esmeriladora – Pulidora Saphir 350
 Cod. **ATM-M5600003** Esmeriladora – Pulidora Saphir 350 VACU JET
 Cod. **ATM-92004965** Kit de Conexión
 Cod. **ATM-92004971** Kit de Conexión Saphir a Cabezal Brillant
 Cod. **ATM-M5800005** Mueble sistema “lab”

